

ACCESORIOS OPCIONALES



Cabezal Làser con 3 diodos

Cabezal multidiodici tienen el propósito de ampliar la superficie para golpear.

Cabezal làser con 3 diodos 25 mW -total 75 mW- + luz guia
ACC681 – MLA3/75

Cabezal làser con 3 diodos 50 mW -total 150 mW- + luz guia
ACC682 – MLA3/150

Cabezal làser con 3 diodos 100 mW -total 300 mW- + luz guia
ACC683 – MLA3/300



Cabezal Làser con 5 diodos

Cabezal làser con 5 diodos 25 mW -total 125 mW- + luz guia
ACC684 – MLA5/125

Cabezal làser con 5 diodos 50 mW -total 250 mW- + luz guia ACC685 – MLA5/250

Cabezal làser con 5 diodos 100 mW -total 500 mW- + luz guia ACC686 – MLA5/500



Cabezal Làser con 8 diodos

Cabezal làser con 8 diodos 25 mW -total 200 mW- + luz guia ACC687 – MLA8/200

Cabezal làser con 8 diodos 50 mW -total 400 mW- + luz guia ACC688 – MLA8/400

Cabezal làser con 8 diodos 100 mW -total 800 mW- + luz guia ACC689 – MLA8/800



Cabezal Làser con 1 diodo

Cabezal làser con 1 diodo + luz guia IR 25 mW
ACC535 – MLA1/25 -905 nm-

Cabezal làser con 1 diodo + luz guia IR 50 mW
ACC678 - MLA1/50 -905 nm-

Cabezal làser con 1 diodo + luz guia IR 100 mW
ACC679 - MLA1/100 -905 nm-

Cabezal làser con 1 diodo + luz guia IR 500 mW
ACC680 - MLA1/500 POWER -808 nm-



Kit per agopuntura

Kit para láser acupuntura consta de 1 láser cabezal 25W diodo con una lente de enfoque especial con el tratamiento manual.

ACC691 - MLACU



Porta manipulo per MLA5/8

ART22157

Porta manipulo per MLA1/3

ART2230-MLAI



Brazo ortostatico para todos los manipuladores MLA 1/3/5/8

ACC605/1




Gafas de protecció l aser Eme

ACC062



Gafas de protecció l aser

ACC954



Lente circular para manipulo MLA1

ACC601

Lente circular para manipulo MLA3

ART22120

Lente circular para manipulo MLA5/8

ART22125

Lente c nico para el paciente MLA ACU

ACC600



Carro con 3 estantes

ACC604



Maleta vacía en TNT para transporte

CONT72



Interlock

ACC539/2



Avda. Constitución, 124
GPS y Google Maps: Calle Sierra Filabres, 1
28946 - Fuenlabrada (Madrid)
Tfno: 91.632.77.40



Kit de 10 tarjetas de memoria para el paciente

ACC606