

Ecógrafo ECO 1

Ecógrafo Portátil



PORTALWEB FISAUDE SL
B32403495
Calle Constitución 124
28946 Fuenlabrada, Madrid
91 632 77 40
tienda@fisaude.com



Una solución funcional y económica
Ecógrafo portátil ECO 1
También disponible para veterinaria



Características:

- Aplicaciones: Abdominal, OBS/GIN, urología, pediatría, pequeños órganos, cardiología, musculo-esquelética convencional y superficial
- Sencillo de utilizar gracias al flujo de utilización en 6 pasos
- Tecnología de conformado multihaz para una mejor resolución y frecuencia de imagen
- Modos de visualización: B, B/B, 4B, M ,BM
- Dispone de paquetes software para mediciones en diferentes aplicaciones
- Escala de grises: 256 niveles
- Bucle de imágenes: 256 fotogramas
- Zoom disponible en 4 niveles
- Monitor: 12" LED
- Almacenamiento: Datos de paciente, imágenes e informes.
- Sondas: incluye 1 tipo a escoger y 1 conectores
- Plegado para fácil transporte
- Inclinación frontal de la pantalla (0-30°) para una perfecta visualización desde cualquier posición, sentado o de pie
- Permite la impresión de informes a través de una impresora c
- Garantía: 2 años
- Servicio técnico en España
- Disponible en español



Ecógrafo ECO1

Ecógrafo Portátil

Sondas disponibles (opcional):

3.5 MHz Convexa
10.0MHz Lineal
11.0MHz Lineal
6.0 MHz Trans-vaginal
6.0 MHz Micro-Convexa (Pediátrica)
3.0 MHz Micro-Convexa
5.0 MHz Micro-Convexa

Uso intuitivo y fácil. Con una tecla puede acceder a las distintas aplicaciones.



MC5V-A
5.0 MHz Micro-Convex



MC6-A
6.0MHz Micro-Convex



V6-A
6.0 MHz Transvaginal



MC3-A
3.0 MHz Micro-Convex



LTS-A
5.3MHz-11.0MHz Linear



LTM-A
5.3MHz-10.0 MHz Linear



C3-A
3.5MHz Convex

Alimentación: AC 240-100V, 50Hz-60Hz


Batería* (***OPCIONAL**) de 2 horas de duración aproximada

Sondas con frecuencias entre 2.5 y 11MHz, dependiendo de cada tipo

Profundidad de escaneado hasta 240mm, dependiendo del tipo de sonda



Kidney



Uterus




Fetal Hand



BPD



FL



Elbow Joint