

# SILLÓN CLÍNICO GERIÁTRICO "FREEDOM"



Ref. SC-Freedom / Cod. 1400





## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Para acomodar a pacientes con enfermedad, lesión, discapacidad o deficiencia, ancianos, acompañantes y otros usuarios.  
 Estructura de gran robustez y durabilidad en acero pintado al horno en EPOXI-POLIESTER.  
 Respaldo abatible por cilindro de gas  
 Reposapiernas abatible independiente por cilindro de gas.  
 Reposabrazos abatibles, gancho para bolsa de orina.  
 Asidero de empuje en respaldo. 2 acoples portasueros.  
 Tapizado con resistencia a la abrasión, transpiración, saliva, sangre, orina, luz UV, aceites y manchas. Protección antimicrobiana, antibacteriana y antimicótico. Ignífugo M2 y lavable. Impermeabilidad.



Con ruedas de 80 mm., 2 con freno.  
 Cod. 1410 / Ref. SC-Freedom+J

VER VARIANTES Y/O ACCESORIOS PAG. 9, TARIFA ó CONSULTAR.



Medidas Totales Sentado: Ancho 65 x Largo 81 x Alto 113 cm.