

Báscula electrónica de suelo para obesos con barandilla: Peso máximo 300kg



Características técnicas

- Capacidad: 300 kg.
- Graduación: 100 g.
- Unidad: kg, lbs
- Dimensiones: 520 x 520 x 1135 mm
- Dimensiones plataforma: 520 x 520 mm
- Funciones: interruptor de la unidad kg / lb, ajuste automático de cero, pre-tara, retención, IMC, indicación de batería baja, apagado automático, interfaz RS232
- Peso: 18 kg.
- Fuente de alimentación: adaptador de corriente y baterías recargables

