

→
EL07
CAMILLA ELÉCTRICA
CON DROPS PARA
QUIROPRÁCTICA



# CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Camilla de 5 secciones

| 200 cm               |
|----------------------|
| 57 cm                |
| 68-98 cm             |
| 105 kg               |
| 225 kg               |
| 2                    |
| 8,5 cm               |
| 36 kg/m <sup>3</sup> |
| MED PVC ●            |
|                      |

## **FUNCIONES MOTORIZADAS**



- Altura (posición plana): 68-98 cm
- Inclinación secciones torácicas + cervical

#### **FUNCIONES MANUALES**



- Movimiento y desplazamiento totales del reposacabezas
- Inclinación y rotación totales del reposapiés y el reposapiernas
- Reposabrazos ajustables
- 2 secciones con drop ajustable y accionamiento con la mano: torácicas
- \* Ver croquis 2a. página y material audiovisual para ver movimientos completos

#### INCLUYE



- Barra perimetral para regular la altura
- Mando de control multifunción: regular la altura e inclinación
- Sistema de 4 ruedas grandes retráctiles para facilitar el movimiento
- Pie ajustable (para estabilizarla)

### CERTIFICACIONES CE



- 93/42/EEC Directiva de Productos Sanitarios



Especialistas en salud y deporte

EL07
CAMILLA ELÉCTRICA
CON DROPS PARA
QUIROPRÁCTICA



