

Guantes de nitrilo ambidiestro Kinefis sin polvo de uso dual EPI y Sanitario (Caja de 100 unidades)



Características técnicas:

- Peso: 3.5 g Material: Nitrilo sin polvo Color: Azul Tallas: XS, S, M, L, XL y XXL.
- Elongación: 500 + Presentación: Caja de 100 unidades con dispensador.
- Cumple con las normativas: UNE-EN ISO 455-1, UNE-EN ISO 455-2, UNE-EN ISO 455-3, UNE-EN ISO 455-4, UNE-EN ISO 420+A1, UNE-EN ISO 374-1, UNE-EN ISO 374-2, UNE-EN ISO 374-3, UNE-EN ISO 374-4, UNE-EN ISO 374-5, UNE-EN 16523+A1. ASTM D6978. Libre de látex.
- Superficie con textura de los dedos para un agarre más fácil.
- Diseño: ambidiestro con refuerzo en los puños.
- Fecha de caducidad: 5 años desde su apertura.
- No son reutilizables ni lavables.

Tabla de medidas

Dimensiones		240 min					
Largo (mm)							
Talla	Ancho (mm)	Pulgar	Índice	Corazón	Anular	Meñique	
- Pequeña (S)	80 ± 10	53	66	77	70	54	
- Mediana (M)	95 ± 10	55	72	80	75	56	
- Larga (L)	110 ± 10	58	72	82	74	60	
- Extra-Larga (XL)	120 ± 10	62	78	88	80	62	
	Peso (gramos)	Grosor - empuñadura	Grosor - palma	Grosor - dedos			
	3.5 ± 0.3	0.07 ± 0.03	0.08 ± 0.03	0.11 ± 0.03			

