

## BISTURI COMPLETO DESECHABLE ESTÉRIL



### CARACTERÍSTICAS

- Mango de plástico rígido, estriado, buena sujeción
- Hoja cortante de acero al carbono incorporada
- Diseño ergonómico y ambidiestro
- Envasado resistente de aluminio, fácil apertura
- Bolsa individual estéril
- Esterilizado por: rayos gamma 2.5
- Numero de hoja y fecha de caducidad indicado en cada bolsa.
- Exentos de látex
- NUMEROS:

Número	Código	EAN-13
10	900510	8 435125 405584
11	085033	8 435125 402750
12	901034	8 435125 405850
15	085034	8 435125 402767
18	085005	8 435125 402668
20	901116	8 435125 405874
21	085032	8 435125 402743
22	900511	8 435125 405591
23	085036	8 435125 402781
24	085035	8 435125 402774

- MARCA: "K"
- Procedencia: CHINA
- Marcado "CE" : Clase IIa estéril, Organismo Notificado: 0197

**PRESENTACION:** BOLSA INDIVIDUAL, CAJA 10 Uds.

50 x 10 Uds./ Cartón.