

M3A

Monitor de Signos Vitales



Ambulatorio



Portable



Planta



Diseño Portátil



Termómetro de oído por infrarrojos



Temperatura rápida Covidien



M3A Monitor de Signos Vitales

El Monitor de Signos Vitales M3A de EDAN proporciona mediciones esenciales de SpO₂, PANI y Temperatura de los pacientes. Ofrece una solución eficaz y pone al alcance de todos el control de los signos vitales de alta calidad.

12,000

Mediciones de PANI

100 h

Tendencias gráficas

- Pantalla 3,5" TFT-LCD de color de alta resolución y display LED
- Diseño ligero y portátil
- Interfaz para un fácil uso
- Configuración flexibel para satisfacer las diferentes necesidades clínicas
- Modos PANI Auto/Manual/Continuo/Media
- Visualización de mediciones en tiempo real y de tendencias
- Batería recargable de Li-ion incorporada, hasta 17 horas continuas de trabajo

- Compatible con el software de gestión de datos para PC PatientCare Viewer
- Función de llamada a enfermería
- Adecuado para pacientes adultos, pediátricos y neonatos
- Soporte para escaner de código de barras (opcional)
- Conexión Ethernet para comunicación bidireccional con el sistema de monitorización central MFM-CMS (opcional)
- Soporte Wi-Fi con AP opcional



Visor Web



MFM-CMS



Soluciones de montaje



Soporte pared



Soporte rodable



Abrazadera para cama

Especificaciones

Configuración	SpO ₂	PANI	Temp rápida Covidien	Termómetro por infrarrojos
M3A(solo SpO ₂)	✓	—	—	—
M3A(solo PANI)	—	✓	—	—
M3A(SpO ₂ +PANI)	✓	✓	—	—
M3A(PANI+Tem rápida Covidien)	—	✓	✓	—
M3A(PANI+Termómetro por infrarrojos)	—	✓	—	✓
M3A(SpO ₂ +PANI+ Tem rápida Covidien)	✓	✓	✓	—
M3A(SpO ₂ +PANI+ Termómetro por infrarrojos)	✓	✓	—	✓