

Información Técnica:

Sabanilla Cubre Camillas de Tela Sin Tejer SMS para riesgos mínimos y Un Solo Uso, ajuste mediante elásticos para un total confort de uso y adaptabilidad.

- Materia Prima: SMS 14g
- Talla: Única 80x200 cm
- Sin Ajuste Perimetral
- UN SOLO USO
- Producto Libre de Látex

Normativas y Uso:

- Producto Conforme al Reglamento UE 2017/745 relativo a los productos sanitarios Clase I
- Producto Conforme al Reglamento UE 2016/425 relativo a los equipos de protección personal. EPI Cat I
- Producto Conforme al **Reglamento UE 10/2011** referido a los materiales plásticos destinados a entrar en contacto con los alimentos. Constituyendo una medida a efectos del artículo 5, apartado 1 del Reglamento (CE) n.º 1935/2004.
- Producto Fabricado bajo los estándares de la Norma ISO 13485:2003+AC2007.

Instrucciones de Uso:

Comprobar el estado y caducidad antes de su uso. Lávese las manos antes de utilizar el producto. Sabanilla de protección para uso general en riesgo mínimos, desembalar de la bolsa y colocar con especial cuidado en las zonas de ajuste para una protección óptima. No reutilizar.


Información Logística:

Etiquetado Conforme a las normas de aplicación

Presentación:

- Bolsa con 1 unidad con etiquetado conforme
- Embalaje Master de 100 unidades
- Medidas Caja: 48x20x25cm
- Euro Palets de 56 Cajas

Ref.	Color	Código EAN
7725B	Blanco	0685071579565



Almacenar en un lugar seco, limpio y a temperaturas oscilantes entre 5° y 35°. No exponer de manera directa a la luz solar







