

Guantes de Látex Natural no Estériles sin Polvo Kinefis (100 Unidades)



Características técnicas:

- Ambidiestros, Tacto Suave, Puño Reforzado.
- Sin Empolvar
- Color Natural
- Longitud del Guante 240 mm
- Peso Medio en Talla Mediana 5.8 grs.
- Guante de protección contra riesgos menores.
- Guante de UN SOLO USO.
- Guante Compatible con el Uso Alimentario
- EN-420 - Certificado CE
- EN-374 - EN-455
- ISO 9001:2008 - ISO 13485:2003
- Guantes para Examen
- Guante Micro Texturizado

