

TEKRA LIFE

Tekra LIFE representa una innovación única en el campo de **la cura del dolor y de las imperfecciones de la piel**. Este aparato permite utilizar a la diatermia profunda de tipo resistivo. Reactiva y promueve los mecanismos de auto reparación del cuerpo. Su aplicación, posible inmediatamente después del trauma, se puede repetir muchas veces al día gracias a la ausencia de contraindicaciones o efectos colaterales. **Cómo funciona?** La Tekra LIFE aplica, en la zona tratada, el principio de la resistencia que genera un flujo de cargas eléctricas ya presentes en los tejidos bajo forma de iones. La corriente creada a través del movimiento de atracción y repulsión de las partículas eléctricas. Esta acción comporta una intensa estimulación celular, a vaso dilatación y aumento de la temperatura interior, **desencadena rápidamente los naturales procesos reparativos del organismo**. En esta manera Tekra LIFE permite una **rápida disminución del dolor, la rápida absorción de lo edemas**.

Tekra LIFE puede estimular la producción de nuevo tejido conectivo rindiéndolo adaptado por las aplicaciones estéticas.



Dotación base

- Pieza de mano
- Crema para TEKRA
- Alimentador
- Manual
- Bolso

Informaciones técnicas

Alimentador: 230V – 50/60Hz

Tensión: 30W

Número canales de salida: 1 resistivo

Número programas: 15 set programs 5 free

Frecuencia: 500KHz Resistiva

Aplicaciones

- Tramus musculares
- Artritis
- Dolor agudo
- Dolor crónico
- Celulitis
- Arrugas del rostro
- Acne