






Nueva presoterapia adecuada especialmente para aquellos que quieren resolver las imperfecciones de la celulitis y la retención de agua.

New Farma Press Digital 8 beauty gracias al nuevo accesorio total body permite en una sola sesión tratar todo el cuerpo desde los pies hasta el abdomen, incluidas las caderas y las nalgas, lo que las clásicas pantorrillas normalmente no se logran tratar.

Además, con 8 habitaciones consecutivas simula fielmente un masaje manual estético.



Equipamiento Estándar
Cuerpo de la máquina NEW FARMA PRESS DIGITAL 8 mod FO3001
Control remoto para control remoto
Cuerpo total + cable + divisor
1 Manual del usuario

PROGRAMAS	
New Farma Press Digital permite 6 tipos de masajes: A: Peristáltico - B: Secuencial - C: Peristáltico doble - D entero - E y F: combinación de los masajes anteriores	
	
	
	
	

Tipos de aplicación
Anticelulítico - Drenaje linfático - Hinchazón en las extremidades - Reduce la retención de líquidos

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Alimentación:	230V, 50-60 Hz
Presión	30 ~ 240 mmHg
Tiempo:	0 ~ 90 unidades ajustables en pasos de 5 min
Número de secciones:	8 secciones por cada accesorio Cada habitación se puede seleccionar o deseleccionar empujando el número correspondiente en la pantalla de la máquina
Número de programas	6

ACCESORI optional
PULSERA (AC0007043)
CAÑA única (AC0007042)
BANDA ABDOMINAL (AC0007044)
DIVISOR New Farma press digital 8 (AC0007041)