

Vomex

3-section static bed with chrome frame. The inclination of back and leg rest can be independently regulated. Removable arms and headrest (with breather hole). White PVC upholstery of high quality and easy cleaning.

Camilla fija de 3 cuerpos. Regula de forma independiente la inclinación del respaldo y del reposapiés. Brazos y cojín reposacabezas extraíbles. Agujero facial. Estructura metálica cromada y tapizado blanco en Pvc de gran calidad y fácil limpieza.

Fauteuil à 3 plans et structure métallique chromée. Réglage indépendant de l'inclinaison du dossier et des jambes. Accoudoirs amovibles et repose-tête avec trou visage et coussin amovible. Revêtement en PVC blanc de haute qualité et facile à nettoyer.

3-teilige stationäre Liege mit metallischem verchromtem Rahmen. Die Neigung der Rückenlehne und des Fußteiles lässt sich unabhängig voneinander verstellen. Ausziehbare Armlehnen und ausziehbare Kopfstütze mit Gesichtsausschnitt. Hochwertige weiße PVC-Polsterung, leicht abwaschbar.

Beauty Bed Ref. 2201

Size without armrest: 183x63 cm

Size with armrest: 183x83 cm

Weight: 28,5 Kg

Upholstery: PVC

1 Breather hole

2 Angle 0°~45°

3 Angle 0°~45°

4 Height 75 cm

OPTIONS

Bed cover

PACKING SIZE cm

156x30x66

N.W. kg

28,5

G.W. kg

32,5

MAX WEIGHT

150 kg



