

Escalera con rampa infantil tres escalones con pasamanos regulable (Ref: 7006)



Descripción:


Estructuras de acero con acabado en epoxy. Pasamanos, peldaños y descanso en madera barinazdo natural y lacado en colores. Rampa de madera con goma antideslizante con motivos infantiles.

Consta de:

- Dos módulos independientes, peldaños y descanso por una parte y rampa por otra para que puedan colocarse en ángulo recto o en línea, según las necesidades, mediante uniones de acero de fácil montaje y desmontaje.
- Pasamanos desmontables regulables en altura (21 cm de recorrido) mediante pomos de rosca independientes.

Medidas:

- Alto peldaño: 10 cm
- Pisada peldaño: 22 cm
- Alto suelo - descanso: 30 cm
- Largo módulo rampa: 114 cm
- Largo módulo descanso: 40 cm
- Largo módulo peldaños: 44 cm
- Alto pasamanos: 36/57 cm
- Ancho interior: 45 cm
- Ancho exterior: 50 cm



Montaje:

Se suministran los módulos por separado y los pasamanos desmontados

