



Calle Sierra Filabres 1, Polígono Industrial La Olivilla,  
CP:28946, Fuenlabrada (Madrid).



# FRONT

Upmarket bed with a very stable frame. 3 motors control height, backrest and seat inclination. Footrest adjustable by gas lift pump, reclining armrests and adjustable headrest. Also available 4-motor model (2244B.A.A26) that allow a motorised adjustment of the legrest height movement. The button panels built in the backrest, the legrest and the seat allow a complete control of all functions from any point of the chair. White PU seamless upholstery of high quality that eases cleaning.

Camilla de alta gama con estructura muy estable equipada con 3 motores que controlan la altura y la inclinación del respaldo y del asiento. Reposapiés regulable mediante pistón de gas y reposabrazos abatibles. Disponible también con 4 motores (modelo 2244B.4.A26) que permiten la regulación motorizada del reposapiés. Las botoneras integradas en el respaldo, el reposapiés y el asiento permiten un total control de los movimientos desde cualquier punto de la camilla. Tapizado PU de alta calidad sin costuras y fácil de limpiar.

Fauteuil haut de gamme avec une structure très stable équipé de 3 moteurs qui contrôlent la hauteur et l'inclinaison du dossier et du siège. Jambes réglables par vérin à gaz et accoudoirs rabattables. Il est disponible en 4 moteurs (modèle 2244B.4.A26) pour le réglage motorisé des jambes. Les boutons intégrés dans le dossier, le repose-pied et le siège permettent un contrôle total des mouvements dans n'importe quel point du fauteuil. Revêtement en PU blanc sans coutures de haute qualité et facile à nettoyer.

Hochwertige Liege mit sehr stabiler Struktur und 3 Motoren um die Höhe, die Neigung der Rückenlehne und die Neigung des Sitzes zu regulieren. Fußteil mittels Gasfeder regulierbar und beidseitig abklappbare Armlehnen. Auch mit 4 Motoren erhältlich (Modell 2244B.4.A26), um den Fußteil zu regulieren. Die integrierte Schalttafel an der Rückenlehne, am Fußteil und am Sitz ermöglicht eine komplette Steuerung der Liege aus jedem Punkt. Hochwertige PU-Polsterung ohne Nähte, leicht abwaschbar.

Poltrona di alta gamma dalla struttura molto stabile, dotata di 3 motori che regolano l'altezza, l'inclinazione dello schienale e l'inclinazione della seduta. Gambale regolabile tramite un pistone a gas e braccioli reclinabili ed estraibili. Disponibile anche a 4 motori (modello 2244B.4.A26) con regolazione del gambale motorizzata. Grazie alle pulsantiere, integrate nello schienale, nella seduta e nel gambale, è possibile controllare i movimenti da qualsiasi punto della poltrona. Rivestimento in PU di alta qualità senza cuciture e facile da pulire.

## Electric Beauty Bed

Ref. 2244.3.A26

Size without armrest: 196x57x62/122 cm

Size with armrest: 196x82x62/122 cm

Weight: 88 Kg

Upholstery: PU

Motors: 3

## Electric Beauty Bed

Ref. 2244B.4.A26

Size without armrest: 196x57 x62/122cm

Size with armrest: 196x82x62/122 cm

Weight: 88 Kg

Upholstery: PU

Motors: 4



- 1 Breather hole
- 2 Angle 0°~85°
- 3 Angle -4°~+10°
- 4 Angle 0°~75°
- 5 Extension ±14 cm
- 6 Up and Down 62/122 cm

### OPTIONS

- Bed cover
- 7 Hand controller Ref. HC003/HC004
- 8 Foot controller Ref. FC003/FC004
- Wheels
- 9 Paper roll holder

### STANDARD COLOUR

White

### PACKING SIZE cm

172x62x72

N.W. kg

88

G.W. kg

103

MAX WEIGHT

180 kg



# FRONT

