



CARACTERÍSTICAS DE SERIE

Altura	63/83 cm
Ancho (con/sin reposabrazos)	80/56 cm
Longitud total	188 cm
Dimensiones base	130/70 cm
Espesor del cojín	7 cm
Densidad del cojín	25 g/cm ³
Ángulo de ajuste respaldo	0°~+80°
Ángulo de ajuste reposapiés	0°~-45°
Ángulo de ajuste asiento	0°~+10°
Trendelenburg (altura mín./máx.)	Sí (93/113)
Agujero facial	No
Reposacabezas regulable	Sí, en extensión (±10 cm)
Reposapiés extensible	No
Carga máxima admisible	180 kg
Tapizado	PU blanco
Número de motores	3
Mando	Sí (de serie)




DATOS TÉCNICOS

Referencia	2240
Voltaje	220 V/240 V
Frecuencia	50/60 Hz
Consumo	0,12 kWh
Peso neto	75 kg
Peso bruto	85 kg
Tamaño embalaje	170x65x70 cm




OPCIONES

Funda camilla



Ruedas de goma



Pedal



Calefacción



Portarrollos

