



## CARACTERÍSTICAS DE SERIE

Altura	75 cm
Ancho (con/sin reposabrazos)	83/63 cm
Longitud total	183 cm
Espesor del cojín	10 cm
Densidad del cojín	22 g/cm <sup>3</sup>
Ángulo de ajuste respaldo	0°~+45°
Ángulo de ajuste reposapiés	0°~-45°
Trendelenburg	No
Agujero facial	Sí
Reposacabezas regulable	No, incluye cojín extraíble
Carga máxima admisible	150 kg
Tapizado	PVC blanco
Estructura	cromada

## DATOS TÉCNICOS

Referencia	2201
Peso neto	28,5 kg
Peso bruto	32,5 kg
Tamaño embalaje	137x60x66 cm

## OPCIONES

Funda camilla



Portarrollos

